stratasys



TrueDent®

Pflege Ihrer TrueDent-Zahnprothese



Weg frei für echt wirkende Zähne

stratasys

TrueDent®



Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Zahnarzt hat Ihnen eine maßgefertigte TrueDent-Prothese* verschrieben. Bei richtiger täglicher Pflege werden Sie diese Prothese lange verwenden können.

Tägliche Reinigung

1. Nehmen Sie die Prothese über Nacht heraus, um Ihr Zahnfleisch zu entlasten.
2. Spülen Sie die Prothese, um Rückstände von Lebensmitteln oder Prothesenkleber zu entfernen.
3. Bürsten Sie alle Oberflächen sanft mit einer Prothesenbürste oder einer Zahnbürste mit weichen Borsten.
4. Desinfizieren Sie die Prothese mit einem handelsübliches Prothesenreinigungsmittel oder einer milden Handseife (beachten Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers).
5. Spülen Sie die Prothese gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Aufbewahrung & Handhabung

Behandeln Sie die Prothese außerhalb des Mundes stets mit Sorgfalt, insbesondere beim Reinigen und Bürsten. Vermeiden Sie Stürze oder übermäßigen Druck. Legen Sie ein gefaltetes Handtuch oder füllen Sie das Waschbecken mit Wasser, um Schäden bei versehentlichem Fallen zu verhindern.Wenn die Prothese nicht verwendet wird, tauchen Sie sie vollständig in sauberes Leitungs- oder destilliertes Wasser oder in eine Prothesen-Reinigungslösung in einem geschlossenen, beschrifteten Behälter. Erneuern Sie Wasser oder Lösung alle 24–48 Stunden oder früher, wenn sie trüb wird.
Für Reisen: Platzieren Sie die Prothese in einem auslaufsicheren, beschrifteten Behälter mit etwas sauberem Wasser oder Reinigungslösung. Verschließen Sie den Behälter fest und verwenden Sie eine zusätzliche Tasche, um Lecks zu vermeiden. Wenn Wasser nicht verfügbar ist, kann die Prothese kurzzeitig trocken gelagert werden – vor dem Gebrauch unbedingt rehydrieren.

* TrueDent-Prothesen werden je nach behördlicher Vorgabe entweder aus dem Kunststoff TrueDent-D oder TrueDent 3D-gedruckt.

Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, wenn Sie weitere Fragen haben!

ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

© 2025 Stratasys. Alle Rechte vorbehalten. Stratasys, das Stratasys Signet-Logo und TrueDent sind eingetragene Marken von Stratasys Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und Stratasys übernimmt keine Verantwortung für die Auswahl, Leistung oder Verwendung dieser Nicht-Stratasys-Produkte. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. MKT-000011DE Rev B. BR_PJ_TrueDent Care Guide_Postcard_A4_DE_1125a